

! IMPORTANT NOTE:

The ADC Adview must be plugged in and charged before first use.

The ADC Adview battery is not shipped from the factory with a full charge. Before turning the device on for the first time, connect the device to the power supply, and connect the power supply to an AC mains power source. Leave it connected for 8 to 12 hours to fully charge the battery before use.

! REMARQUE IMPORTANTE:

Le ADC Adview doit être branché et chargé avant la première utilisation.

À l'usine, le ADC Adview Battery n'est pas complètement chargé avant son expédition. Avant la première mise en marche de l'appareil, reliez-le au bloc d'alimentation et connectez le bloc d'alimentation à la source d'alimentation c.a.. Laissez-le branché pendant une durée de 8 à 12 heures afin de recharger complètement la batterie avant utilisation.

! WICHTIGER HINWEIS:

Der ADC Adview muss vor dem ersten Einsatz ans Netz angeschlossen werden, damit der Akku geladen ist.

Der Akku des ADC Adview ist bei Auslieferung nicht voll geladen. Vor dem ersten Einschalten verbinden Sie das Gerät über das Netzteil mit dem Stromnetz. Lassen Sie es 8 bis 12 Stunden angeschlossen, damit der Akku vor dem Einsatz vollständig geladen wird.

! NOTA IMPORTANTE:

Il ADC Adview deve essere collegato e ricaricato prima del primo utilizzo.

La batteria del ADC Adview non viene inviata dalla fabbrica completamente carica. Prima di accendere il dispositivo per la prima volta, collegare il dispositivo all'alimentatore e quest'ultimo ad una fonte di alimentazione CA di rete. Lasciare il dispositivo collegato per 8-12 ore al fine di caricare completamente la batteria.

! NOTA IMPORTANTE:

El ADC Adview debe enchufarse y cargarse antes del primer uso.

La batería del ADC Adview no se suministra con la carga completa de fábrica. Antes de encender el dispositivo por primera vez, conéctelo a la fuente de alimentación y luego enchufe ésta a la red eléctrica. Deje el dispositivo conectado entre 8 y 12 horas para cargar completamente la batería antes del uso.

! OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Antes do primeiro uso, conectar o ADC Adview à tomada de parede para carregar a bateria.

A bateria do ADC Adview não é fornecida com carga completa. Antes de ligar o aparelho pela primeira vez, conectar o aparelho à fonte elétrica e, em seguida, a fonte à tomada de parede. Manter o aparelho conectado por 8 a 12 horas permitindo completar o ciclo de carga.

! 重要注释:

首次使用前，必须将 ADC Adview 接入电源充电。

ADC Adview 电池出厂时未完全充满电。首次打开设备前，请将设备连接到电源，然后将电源连接至一个交流电网电源上。将电源接通8至12个小时，直至电池完全充满。

! 注記:

ADC Adview を初めてご利用になる際は、装置を電源に接続して充電する必要があります。

ADC Adview 電池は、工場出荷時にフル充電されません。本装置を初めて使用する際は、装置を電源アダプタに接続してから、電源アダプタを電源コンセントに差し込みます。電池がフルに充電するまで、8~12時間は電源コンセントに接続したままにしてください。



ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788



Suntech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Eynsham, Oxfordshire
OX29 4TS UK

Inspected in the U.S.A.
Made in China
tel: 631-273-9600
toll free: 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

www.adctoday.com/adview
info@adctoday.com



IB p/n 93-9000BAT-00
Printed in the USA